



GB

Instructions for Use

Device Tracking Labels

The enclosed Device Tracking Labels should be attached to the patient/hospital records.

Description

Atrium C-QUR™ Mesh products are sterile, knitted polypropylene monofilament mesh material for tissue reinforcement with a coating derived from a biological oil composed of fatty acids, lipids and glycerides (BAO – Bioabsorbable Oil Coating).

Indications for Use

Atrium C-QUR Mesh products are intended for use in soft tissue deficiencies including hernia repair, chest wall reconstruction, traumatic or surgical wounds and other fascial surgical intervention procedures requiring reinforcement with a supportive material.

Contraindications

Atrium C-QUR Mesh products are contraindicated for use in infected wounds and in infants, children or pregnancy where future growth may be compromised by its use.

Warnings

1. Federal Law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
2. Single Use – Do not sterilize.
3. Adequate mesh fixation is required to minimize post operative complications and recurrence. The fixation technique, method, and products used (including sutures, tacks, staples or other means) is left to the discretion of the surgeon to optimize clinical outcomes.
4. This device is supplied sterile. Please inspect packaging to ensure it is intact and not damaged prior to use.

Precautions

1. Please read all instructions prior to use.
2. Handling of mesh should be with clean sterile gloves and/or instruments.
3. Careful attention to surgical mesh handling, suture, staple, or tackler fixation is required in the presence of nerves and vessels in the surgical field.

Adverse Reactions

Complications that may occur with the use of any surgical mesh include, but are not limited to, inflammation, infection, seroma, hematoma, fistula formation or mechanical disruption of the tissue and/or mesh material, possible adhesions when placed in direct contact with the viscera (intestines) and organs.

Preclinical Studies

Pre-clinical in-vivo small animal studies were conducted to assess the rate of healing in tissue with sterilized C-QUR Mesh. The C-QUR Mesh material was evaluated at 4, 7, 14, 21 and 28 days and compared histologically and morphometrically to uncoated polypropylene mesh samples implanted in the same manner. Results of these studies show that the duration of the inhibition of tissue ingrowth is 10 days or less. Less visceral tissue attachment at all time points was demonstrated on the BAO coated mesh compared to uncoated polypropylene mesh.

Open Sterile Package

Peel open the package and remove the Atrium C-QUR Mesh product using sterile technique.

Handling & Operative Techniques

The Atrium C-QUR Mesh must be removed from the handling sleeve using sterile technique prior to use.

Atrium C-QUR Mesh products should be shaped, sized and anchored taking into consideration the patient's posture, weight and anatomical location. In order to minimize anchor means disruption, the C-QUR Mesh should be sized and positioned so that it extends adequately beyond the margins of the defect.

Careful attention to suture/staple/tackler placement and spacing will help prevent excessive tension or disruption of the mesh material and/or underlying tissue. It is recommended that suture/staples/tacklers be placed a minimum of 5 mm from the edge of the mesh for best results.

Sterilization & Storage

Atrium C-QUR Mesh is an ETO sterilized single use device; must not be resterilized. Store at 25°C (77°F) or less. Brief exposure up to 40°C (104°F) is acceptable.

CE

0086

003706

www.atriummed.com

F

Mode d'emploi

Étiquettes de suivi du dispositif

Les étiquettes de suivi du dispositif ci-jointes doivent être mises dans les dossiers du patient/de l'hôpital.

Description

Les produits C-QUR™ Mesh Atrium sont composés d'un treillis maille stérile à monofilament en polypropylène pour le renforcement de tissus enduit d'un dérivé d'huile biologique composée d'acides gras, de lipides et de glycérides (enduit d'huile bioabsorbable).

Indications

Les produits C-QUR Mesh Atrium sont conçus pour être utilisés en présence de déficiences de tissus mous, notamment pour la réparation de hernies, la reconstruction de la paroi de la cage thoracique, les plaies d'origine traumatique ou chirurgicale et d'autres interventions chirurgicales aponévrotiques nécessitant un renforcement au moyen d'un matériau de soutien.

Contre-indications

Les produits C-QUR Mesh Atrium sont contre-indiqués dans le cas de plaies infectées et chez les nourrissons, les enfants ou les femmes enceintes lorsque leur emploi risque de gêner une croissance future.

Avertissements

1. La législation fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que sur prescription médicale.
2. Jetable – ne pas restériliser.
3. Il est nécessaire de fixer correctement le treillis afin de réduire la possibilité de décoloration postopératoire et de récurrence. La technique, la méthode et les produits utilisés pour la fixation (sutures, stérilisations, agrafes ou autres moyens) dépendent de l'expérience clinique et sont laissés à la discrétion du chirurgien de manière à assurer les meilleurs résultats cliniques.
4. Ce dispositif est fourni stérile. Examiner l'emballage pour s'assurer qu'il est intact et n'a pas été endommagé avant de l'employer.

Mises en garde

1. Lire toutes les instructions avant l'emploi.
2. Le treillis doit être manipulé uniquement en portant des gants et/ou en utilisant des instruments propres et stériles.
3. Il convient de procéder avec grand soin à la manipulation du treillis chirurgical et à sa fixation par sutures, agrafes ou stérilisations en présence de nerfs et de vaisseaux dans le champ chirurgical.

Effets indésirables

Les complications susceptibles de se présenter avec tout treillis chirurgical, comprennent, sans s'y limiter, inflammation, infection, sérome, hématome, formation de fistule ou rupture mécanique du tissu ou du treillis et possibilité d'adhérences si le produit est placé en contact direct avec les viscères (intestins) et les organes.

Essais précliniques

Des essais précliniques sur de petits animaux in vivo ont été menés dans le but de déterminer la vitesse de guérison dans les tissus à l'aide du treillis stérilisé C-QUR Mesh. Le matériau C-QUR Mesh a été évalué aux jours 4, 7, 14, 21 et 28 et comparé sur le plan histologique et morphométrique à des échantillons de treillis en polypropylène dépourvus d'enduit et implantés de la même manière. Les résultats de ces essais démontrent que la durée d'inhibition de la croissance tissulaire est de 10 jours ou moins. Une moindre fixation au tissu viscéral à tous les points de repère temporels a été démontrée sur le treillis enduit d'huile bioabsorbable comparé au treillis en polypropylène sans enduit.

Ouverture de l'emballage stérile

Détacher l'opercule pelable de l'emballage et retirer le treillis C-QUR Mesh Atrium en adoptant une technique stérile.

Techniques de manipulation et opératoires

Le treillis C-QUR Mesh Atrium doit être retiré du manchon de manipulation à l'aide d'une technique stérile avant l'emploi.

Les produits C-QUR Mesh Atrium devront être modélisés, dimensionnés et ancrés en tenant compte de la posture, du poids du patient et de l'emplacement anatomique du treillis. Afin de réduire une perturbation du moyen d'ancrage, le treillis C-QUR Mesh doit être dimensionné et positionné de manière à dépasser adéquatement les marges de la malformation.

Il convient de procéder avec grand soin à l'emplacement et l'espacement des sutures/agrafes/stérilisations dans le but de prévenir une tension excessive ou une rupture du treillis et/ou du tissu sous-jacent. On conseille de placer les sutures/agrafes/stérilisations à une distance d'au moins 5 mm du rebord du treillis pour obtenir les meilleurs résultats.

Sterilisation et entreposage

Le dispositif C-QUR Mesh Atrium stérilisé à l'oxyde d'éthylène est jetable et ne doit pas être restérilisé. Le conserver à une température égale ou inférieure à 25 °C (77 °F). Une courte exposition à une température allant jusqu'à 40 °C (104 °F) est acceptable.

CE

0086

003706

www.atriummed.com

D

Gebruiksaanwijzing

Produktkontrolletiketten

Die mitgelieferten Produktkontrolletiketten sollten an den Krankenakten des Patienten angebracht werden.

Beschreibung

Las mallas C-QUR™ Netz-Produkte sind sterile, gewirkte monofile Polypropylen-Netzmaterialien zur Verstärkung von Gewebe, mit einer Beschichtung, die aus einem aus Fettsäuren, Lipiden und Glyceriden hergestellten biologischen Öl (BAO – Bioabsorbable Oil Coating; bioabsorbierbare Überbeschichtung) besteht.

Indikationen

Las mallas C-QUR Netz-Produkte sind zur Behandlung von Fehlstellen in Weichteilgewebe bestimmt, einschließlich der Reparatur von Gevebebrüchen, der Rekonstruktion der Thoraxwand, traumatischer oder chirurgischer Wunden und anderer chirurgischer Faszieneingriffe, bei denen eine Verstärkung durch ein Stützmaterial erforderlich ist.

Kontraindikationen

Las mallas C-QUR Netz-Produkte sind für die Verwendung in infizierten Wunden sowie bei Säuglingen, Kindern oder Schwangerschaften, wo das Material zukünftiges Wachstum hindern könnte, kontraindiziert.

Warnhinweise

1. US-amerikanische Bundesgesetze beschränken den Verkauf dieses Produktes an Ärzte bzw. auf ärztliche Anordnung.
2. Einmalgebrauch – Nicht erneut sterilisieren.
3. Zur Minimierung postoperativer Komplikationen und Rezidive ist eine ausreichende Fixierung des Netzes erforderlich. Zur Optimierung der klinischen Ergebnisse basiert die Wahl der Fixierungstechnik, -methode und -produkte (einschließlich Nähten, Tackerklammern, Klammern oder sonstiger Mittel) auf der klinischen Erfahrung des Chirurgen und liegt in seinem Ermessen.
4. Dieses Produkt wird steril geliefert. Vor dem Gebrauch die Verpackung überprüfen, um sicherzustellen, dass sie intakt und unbeschädigt ist.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen.
2. Das Netz sollte mit sauberen, sterilen Handschuhen und/oder Instrumenten gehandhabt werden.
3. In der Nähe von Nerven und Gefäßen im Operationsfeld ist besondere Vorsicht bei der Handhabung des chirurgischen Netzes und der Fixierung durch Nähte, Klammern oder Tackerklammern geboten.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Zu den Komplikationen, die beim Einsatz eines jeden chirurgischen Netzes auftreten können, zählen u. a.: Entzündungen, Infektionen, Serome, Hämatome, Fistelbildung oder mechanisches Zerschneiden des Gewebes und/oder des Netzmaterials sowie mögliche Verwachsungen bei direktem Kontakt mit den Eingeweiden (inneren Organen) und Organen.

Präklinische Studien

Es wurden präklinische In-Vivo-Studien an kleinen Tieren vorgenommen, um die Heilungsrate in Gewebe mit einem sterilisierten C-QUR-Netz zu bestimmen. Das C-QUR Netzmaterial wurde nach 4, 7, 14, 21 und 28 Tagen untersucht und histologisch und morphometrisch mit auf gleiche Weise implantierten, unbeschichteten Polypropylen-Netzproben verglichen. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass ein Gewebeinwuchs maximal 10 Tage lang verhindert werden kann. Es wurde gezeigt, dass bei Verwendung eines BAO-beschichteten Netzes im Gegensatz zu einem unbeschichteten Polypropylen-Netz zu jedem Untersuchungszeitpunkt weniger Anhaftung von Eingeweidegewebe am Netz auftritt.

Sterile Verpackung öffnen

Die Verpackung abziehen und das Atrium C-QUR Netz-Produkt unter Wahrung steriler Bedingungen herausnehmen.

Handhabung- und Operationstechniken

Vor der Verwendung muss das Atrium C-QUR Netz unter Wahrung steriler Bedingungen aus der Schutzhülle herausgenommen werden.

Atrium C-QUR Netz-Produkte sollten unter Berücksichtigung der Körperhaltung und des Gewichts des Patienten sowie der anatomischen Lage geformt, auf die entsprechende Größe zugeschnitten und fixiert werden. Um die Fixierung nicht unnötig zu beeinträchtigen, sollte das C-QUR Netz so größenangepasst und positioniert werden, dass die Ränder der Fehlstelle ausreichend überlappt werden.

Sorgfältig bei der Positionierung von Nähten/Klammern/Tackerklammern sowie ausreichender Abstand dazwischen wird helfen, übermäßige Spannung zwischen dem Netzmaterial und/oder dem darüber liegenden Gewebe zu verhindern. Zur Erzielung eines optimalen Resultats wird empfohlen, Nähte/Klammern/Tackerklammern in einer Entfernung von mindestens 5 mm vom Rand des Netzes zu positionieren.

Sterilisation und Lagerung

Das Atrium C-QUR Netz ist ein mit Ethyloxid sterilisiertes Einwegprodukt, das nicht erneut sterilisiert werden darf. Bei einer Temperatur von maximal 25°C (77°F) lagern. Eine Kurzzeitexposition von bis zu 40°C (104°F) ist zulässig.

CE

0086

003706

www.atriummed.com

I

Instrucciones de uso

Etiquetas para seguimiento del dispositivo

Las etiquetas para seguimiento del dispositivo se deben adjuntar a la historia clínica del paciente o al registro del hospital.

Descripción

Las mallas C-QUR™ de Atrium son mallas estériles de monofilamento de polipropileno para el refuerzo de tejidos, con un revestimiento derivado de aceite biológico compuesto de ácidos grasos, lípidos y glicéridos (revestimiento de aceite bioabsorbible o BAO, por sus siglas en inglés).

Indicaciones de uso

Las mallas C-QUR de Atrium están indicadas para utilizarse en la reparación de defectos de tejidos blandos entre los que cabe mencionar las hernioplastias, reconstrucciones de la pared torácica, heridas traumáticas o quirúrgicas y otros procesos de cirugía de cierre de fascia que necesiten reforzarse con un material de soporte.

Contraindicaciones

Las mallas C-QUR de Atrium están contraindicadas para utilizarse en heridas infectadas y en bebés, niños o durante el embarazo, donde su uso podría afectar adversamente el crecimiento futuro.

Advertencias

1. La ley federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a un médico o a una prescripción facultativa.
2. Un solo uso. No reesterilizar.
3. Es necesaria una adecuada fijación de la malla para minimizar las complicaciones postoperatorias y las recadas. La técnica y el método de fijación, así como los productos utilizados (incluidos hilos de sutura, grapas, fijaciones u otros medios), se dejan al criterio del cirujano con el fin de optimizar los resultados clínicos.
4. Este dispositivo se suministra estéril. Inspeccionar el envase para comprobar que está intacto y en buen estado antes de utilizarlo.

Precauciones

1. Se ruega leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
2. La malla debe manipularse con guantes y/o instrumentos estériles y limpios.
3. Prestar especial atención al manipular, suturar, grapar o fijar la malla quirúrgica cerca de nervios y vasos sanguíneos en el campo quirúrgico.

Reacciones adversas

Pueden presentarse complicaciones con el uso de cualquier malla quirúrgica, entre las que cabe mencionar, a título ilustrativo: inflamación, infección, seroma, hematoma, formación de fistula o destrucción mecánica de tejidos y/o del material de la malla, posibilidad de adherencias cuando se coloca en contacto directo con las vísceras (intestinos) y órganos.

Estudios preclínicos

Se han realizado estudios preclínicos in vivo con animales pequeños para evaluar la tasa de curación en tejido con malla C-QUR esterilizada. El material de la malla C-QUR se evaluó a los 4, 7, 14, 21 y 28 días y se comparó histológica y morfológicamente con muestras de malla de polipropileno sin revestimiento implantadas de la misma manera. Los resultados de estos estudios muestran que la inhibición de la invaginación de tejidos duró 10 días o menos. Se demostró en todo momento una menor adhesión de tejido visceral en la malla revestida con aceite bioabsorbible en comparación con la malla de polipropileno sin revestimiento.

Apertura del envase estéril

Abir el envase y extraer la malla C-QUR de Atrium empleando una técnica estéril.

Técnicas de manipulación y operativas

La malla C-QUR de Atrium debe extraerse de la funda protectora empleando una técnica estéril antes de utilizarse.

Los productos de malla C-QUR de Atrium deben cortarse a medida, dárseles forma y anclarse teniendo en cuenta la postura y el peso del paciente y el lugar anatómico. Con el fin de minimizar el deterioro de los medios de anclaje, la malla C-QUR debe cortarse a medida y colocarse de manera que sobrepase suficientemente los márgenes del defecto.

La especial atención a la colocación de suturas, grapas o fijaciones y a la distancia entre unas y otras ayudará a evitar la tensión excesiva o el deterioro del material de malla y/o del tejido subyacente. Se recomienda colocar las suturas, grapas o fijaciones a un mínimo de 5 mm del borde de la malla para obtener los mejores resultados.

Esterilización y almacenamiento

La malla C-QUR de Atrium es un dispositivo de un solo uso, esterilizado con oxido de etileno (ETO); no debe reesterilizarse. Conservar a 25 °C (77 °F) o menos. Una breve exposición hasta los 40 °C (104 °F) es aceptable.

CE

0086

003706

www.atriummed.com

I

Istruzioni per l'uso

Etichette d'identificazione del prodotto

Le etichette d'identificazione del prodotto allegate vanno apposte sulla cartella clinica ospedaliera o del paziente.

Descrizione

I prodotti a maglia Atrium C-QUR™ sono materiali in maglia di monofilamento di polipropilene per il rinforzo dei tessuti, dotati di un rivestimento derivato da un olio biologico composto da acidi grassi, lipidi e gliceridi (BAO – Rivestimento oleoso bioassorbibile).

Indicazioni per l'uso

I prodotti a maglia Atrium C-QUR sono concepiti per l'uso in presenza di deficit dei tessuti molli, incluso plastica dell'ernia, ricostruzione della parete toracica, ferite traumatiche o chirurgiche e altre procedure chirurgiche interventistiche fasciali nelle quali sia richiesto un rinforzo con materiale di supporto.

Controindicazioni

L'uso dei prodotti a maglia Atrium C-QUR è controindicato in ferite infette e nei neonati, nei bambini o in donne in stato interessante, laddove l'uso potrebbe compromettere la crescita futura.

Avvertenze

1. La legge federale statunitense limita la facoltà di vendita del presente dispositivo ai soli medici o alla prescrizione medica.
2. Monouso – Non ristilizzare.
3. Onde minimizzare il rischio di ricorrenza e complicazioni postchirurgiche la maglia va debitamente fissata. Ai fini dell'ottimizzazione degli esiti clinici, la scelta della tecnica, del metodo e dei prodotti impiegati per il fissaggio (compresi punti di sutura, punti di imbastitura o altri mezzi) è a discrezione del chirurgo e deve basarsi sull'esperienza clinica di quest'ultimo.
4. Questo dispositivo viene fornito sterile. Prima dell'uso, ispezionare la confezione per assicurarsi che sia intatta e non sia danneggiata.

Precauzioni

1. Prima dell'uso si prega di leggere attentamente e per esteso le istruzioni.
2. La maglia va manipolata con quanti e/o strumenti puliti e sterili.
3. Nel campo chirurgico, in presenza di nervi e vasi, è necessario prestare la massima attenzione durante la manipolazione, la sutura o l'imbastitura della maglia chirurgica.

Reazioni avverse

Le complicazioni che possono insorgere a seguito dell'utilizzo di qualsiasi maglia chirurgica comprendono, ma non a titolo esclusivo, infiammazione, infezione, sieroma, ematoma, formazione di fistola o rottura meccanica del tessuto e/o del materiale della maglia stessa, e possibile formazione di adesioni quando la maglia viene posta a contatto diretto con viscere (intestino) e organi.

Studi pre-clinici

Sono stati condotti studi pre-clinici in vivo su piccoli animali per valutare i tempi di guarigione nel tessuto con la maglia sterilizzata C-QUR. Il materiale in maglia C-QUR è stato valutato a 4, 7, 14, 21 e 28 giorni e confrontato sotto il profilo istologico e morfometrico a campioni di maglia in polipropilene non rivestita impiantata nello stesso modo. I risultati dei suddetti studi dimostrano che la durata di inibizione della rigenerazione tissutale è pari o inferiore a 10 giorni. La maglia rivestita di BAO ha presentato un minor attaccamento a tessuto viscerale in corrispondenza di tutti i punti temporali di controllo rispetto alla maglia in polipropilene non rivestita.

Apertura della confezione sterile

Dopo l'apertura della confezione, estrarre il prodotto a maglia Atrium C-QUR utilizzando una tecnica sterile.

Tecniche di manipolazione e uso

Prima dell'uso, la maglia Atrium C-QUR deve essere estratta dall'involucro di manipolazione utilizzando una tecnica sterile.

I prodotti a maglia Atrium C-QUR vanno conformati, dimensionati e ancorati prendendo in debita considerazione la postura e il peso del paziente, nonché l'ubicazione anatomica del sito di applicazione. Per ridurre al minimo il disturbo dei mezzi di ancoraggio, la maglia C-QUR va dimensionata e posizionata in modo tale che si estenda adeguatamente oltre i margini del difetto.

Una meticolosa attenzione al posizionamento di suture/punti metallici/imbastitura e alla relativa spaziatura aiuterà a prevenire tensione o disturbo eccessivi del materiale della maglia e/o del tessuto sottostante. Per ottenere i migliori risultati, si raccomanda di posizionare suture/punti metallici/imbastitura ad almeno 5 mm di distanza dal bordo della maglia.

Sterilizzazione e conservazione

La maglia Atrium C-QUR è un dispositivo monouso sterilizzato con ossido di etilene e non va sterilizzato. Conservare ad una temperatura pari o inferiore a 25°C. È accettabile un'esposizione di breve durata a temperatura fino a 40°C.

CE

0086

003706

www.atriummed.com

P

Instruções para uso

Etiquetas de Registo do Dispositivo

As Etiquetas de Registo do Dispositivo em anexo deverão ser incorporadas aos registos do paciente/hospital.

Descrição

Os produtos de Malha de Rede C-QUR™ da Atrium são estêreis, consistindo num material de malha de rede tecida de monofilamento de polipropileno para reforço de tecidos com um revestimento derivado de óleo biológico composto de ácidos gordos, lípidos e glicerinas (Revestimento de óleo bioabsorvível).

Indicações de Utilização

A malha de rede C-QUR da Atrium está indicada para uso em deficiências de tecidos moles incluindo a reparação de hérnias, reconstrução de paredes torácicas, feridas traumáticas ou cirúrgicas e para outros procedimentos de intervenções cirúrgicas realizadas na fascia, nas quais seja necessário um reforço com um material de suporte.

Contra-indicações

Os produtos de malha de rede C-QUR da Atrium são contra-indicados para uso em feridas infectadas e em recém-nascidos, crianças e mulheres grávidas, quando crescimento futuro possa ser prejudicado pelo seu uso.

Advertências

1. A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.
2. Este dispositivo destina-se apenas a uma única utilização – Não reesterilizar.
3. É necessário obter uma fixação adequada da malha de rede para minimizar recorrências e complicações pós-operatórias. A técnica e o método de fixação, bem como os produtos usados (incluindo suturas, agafos, dispositivos de fixação e outros meios), baseiam-se na experiência clínica e ficam ao critério do cirurgião, a fim de obter os melhores resultados clínicos.
4. Este dispositivo é fornecido estéril. Antes de utilizar, inspecione a embalagem para assegurar que a mesma se encontra intacta e não danificada.

Precações

1. Leia atentamente todas as instruções antes de usar.
2. O manuseamento da malha de rede deverá ser efectuado exclusivamente com luvas e/ou instrumentos estêreis limpos.
3. Na presença de nervos e vasos no campo cirúrgico, é necessário um cuidado extremo durante o manuseamento da malha de rede cirúrgica, suturas, agafos ou dispositivos de fixação.

Reações adversas

As complicações que podem ocorrer com a utilização de qualquer malha de rede cirúrgica incluem, entre outras, inflamação, infecção, seroma, ematoma, formação de fistulas ou ruptura mecânica dos tecidos e/ou dos materiais da malha de rede, possibilidade de aderências quando a malha de rede é colocada em contacto directo com vísceras (intestinos) e órgãos.

Estudos pré-clínicos

Foram realizados estudos pré-clínicos in-vivo com pequenos animais para avaliar a taxa de cicatrização em tecidos com malha de rede C-QUR esterilizada. O material da malha de rede C-QUR foi avaliado a 4, 7, 14, 21 e 28 dias e comparado histológica e morfometricamente a amostras de malha de rede de polipropileno sem revestimento implantadas do mesmo modo. Os resultados destes estudos demonstram que a duração da inibição de crescimento interno de tecido é de 10 dias ou menos. Uma ligação de tecido menos visceral em todos os momentos determinados foi demonstrada na malha de rede revestida com um óleo bioabsorvível (BAO) quando comparada com uma malha de rede de polipropileno não revestida.

Abertura da embalagem estéril

Destaque a embalagem e retire o produto de malha de rede C-QUR da Atrium usando uma técnica asséptica.

Manuseamento e técnicas operatórias

Os produtos de malha de rede C-QUR da Atrium devem ser retirados da manga de manuseamento usando uma técnica asséptica antes da sua utilização.

Os produtos de malha de rede C-QUR da Atrium devem ser configurados, dimensionados e fixados tendo em consideração a postura, peso e localização anatômica do paciente. Para minimizar rupturas dos meios de fixação, a malha de rede C-QUR deve ser dimensionada e posicionada para que se prolongue adequadamente para além das margens do defeito.

A colocação e o espaçamento adequados dos pontos de sutura/agrafos/dispositivos de fixação ajudarão a prevenir tensões excessivas ou a separação do material da malha de rede e/ou do tecido subjacente. Para obter os melhores resultados, recomenda-se que os pontos de sutura/agrafos/dispositivos de fixação sejam colocados a uma distância mínima de 5 mm desde o bordo do material de malha de rede.

Esterilização e Armazenamento

A malha de rede C-QUR da Atrium é um dispositivo de utilização única, esterilizado com ETO. Armazene a 25° C (77° F) ou a uma temperatura inferior. Uma breve exposição até uma temperatura de 40° C (104° F) é aceitável.

CE

0086

003706

www.atriummed.com

NL

Gebruiksaanwijzing

Dossierlabels hulpmiddel

Bijgesloten dossierlabels voor het hulpmiddel moeten aan de patiënt/ziekenhuisdossiers worden bevestigd.

Beschrijving

Atrium C-QUR™-meshproducten zijn steriel, gebreid polypropyleen monofilament meshmateriaal voor versterking van weefsel en zijn bedekt met een coating die is afgeleid van een biologische olie, bestaande uit vetzuren, lipiden en glyceriden (BAO – Bioabsorbable Oil Coating – coating van biologisch resorberebare olie).

Indicates voor gebruik

Atrium C-QUR-meshproducten zijn bedoeld voor gebruik voor defecten in weke delen, inclusief hernieparaties, reconstructie van de borstwand, traumatische of chirurgische wonden en andere chirurgische interventieprocedures van de fascia, waarvoor versterking met een ondersteunend materiaal nodig is.

Contra-indicaties

Atrium C-QUR-meshproducten zijn gecontraïndiceerd voor gebruik in geïnfecteerde wonden en bij zuigelingen, kinderen of tijdens de zwangerschap waar toekomstige groei beperkt kan worden door het gebruik van dit product.

Waarschuwingen

1. Krachtens de federale wet (VS) mag dit product alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.
2. Eenmalig gebruik – Niet opnieuw steriliseren.
3. Om postoperatieve complicaties en recidieven tot een minimum te beperken is voldoende bevestiging van de mesh noodzakelijk. Voor de beste klinische resultaten dient de bevestigingstechniek, methode en gebruikte producten (met inbegrip van hechtingen, spijkertjes, nietjes of andere middelen) gebaseerd te worden op de klinische ervaring en het oordeel van de chirurg.
4. Dit product wordt steriel geleverd. Controleer vóór gebruik de verpakking om er zeker van te zijn dat deze ongeopend en onbeschadigd is.

Voorzorgsmaatregelen

1. Lees vóór gebruik alle instructies.
2. De mesh mag uitsluitend met schone, steriele handschoenen en/of instrumenten worden gehanteerd.
3. Als zich zuurvenen en vaten in het operatieveld bevinden, dient de chirurgische mesh met zorg gehecht, geniet of met spijkertjes bevestigd te worden.

Bijwerkingen

Complicaties die zich kunnen voordoen met chirurgische mesh omvatten onder andere: ontsteking, infectie, seroom, hematoom, fistelvorming of mechanisch scheuren van het weefsel en/of het meshmateriaal, mogelijke adhesies wanneer het in direct contact met de ingewanden (darmen) en organen geplaatst is.

Preklinisch onderzoek

Preklinisch in-vivo-onderzoek met kleine dieren werd verricht om te evalueren in welke mate generend optreedt in weefsel dat met gesteriliseerd C-QUR-mesh behandeld is. Het C-QUR-meshmateriaal werd na 4, 7, 14, 21 en 28 dagen geëvalueerd en histologisch en morfometrisch vergeleken met polypropyleen meshmonsters zonder coating die op dezelfde wijze geïmplanterd waren. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de weefselgroei 10 dagen of minder geremd wordt. Op alle tijdstippen was er minder hechting aan visceraal weefsel voor de met BAO-gecoate mesh dan voor de polypropyleen mesh zonder coating.

Steriele verpakking openen

Trek de verpakking open en haal het Atrium C-QUR-meshproduct er met een steriele techniek uit.

Hantering en operatietechniek

De Atrium C-QUR-mesh moet vóór gebruik met een steriele techniek uit de hanteringshuls verwijderd worden.

De vorm, afmeting en bevestiging van Atrium C-QUR-meshproducten dienen in overeenstemming te zijn met de houding en het gewicht van de patiënt en met de anatomische locatie. Om de inbreuk van de bevestigingsmiddelen te beperken, dient de C-QUR-mesh een dergelijke afmeting te hebben en zo geplaatst te worden dat hij de marges van het defect voldoende overlaapt.

Adequate plaatsing van en afstand tussen de hechtingen/nietjes/spijkertjes voorkomt overmatige spanning of versterking van het meshmateriaal en/of onderliggend weefsel. Voor het beste resultaat verdient het aanbeveling de hechtingen/nietjes/spijkertjes op ten minste 5 mm van de rand van de mesh te plaatsen.

Sterilisatie en opslag

Atrium C-QUR-mesh is een hulpmiddel voor eenmalig gebruik dat met ETO gesteriliseerd is; de mesh mag niet opnieuw gesteriliseerd worden. Bij een temperatuur van 25 °C (77 °F) of lager opslaan. Kortdurende blootstelling aan temperaturen tot 40 °C (104 °F) is aanvaardbaar.

CE

0086

003706

www.atriummed.com

Sporingsetiketter

De vedlagte springsetiketter til anordninger skal vedlægges patient-/hospitalsjournalerne.

Beskrivelse

Atrium C-QUR™ mesh-produkter er sterilt, vævet polypropylen monofilament netmateriale til vævsforstærkning, med en belægning fremstillet af biologisk olie bestående af fedtsyrer, lipider og glycerider (BAO – bioabsorberbar oliebelægning).

Brugsanvisning

Atrium C-QUR mesh-produkter er beregnet til anvendelse i mangel på blodet vev herunder brokoperation, brystkasserekonstruktion, traumatisk eller kirurgiske sår samt andre kirurgiske interventions-procedurer i fascier, som kræver forstærkning med et støttmateriale.

Kontraindikationer

Atrium C-QUR mesh-produkter er kontraindiceret til anvendelse i inficerede sår og spædbørn, børn eller ved graviditet, hvor fremtidig vækst kan kompromitteres ved anvendelse.

Advarsler

- I følge amerikanske regler kan dette udstyr kun sælges af eller efter ordre fra en læge.
- Engangsbrug – Må ikke resteriliseres.
- Der kræves adekvat fiksering af nettet for at minimere post-operative komplikationer og recidiv. Den anvendte fikseringsteknik, metode og produkter (herunder suturer, clips, staples og andet) til opbygning af det kliniske resultat beror på lægens kliniske erfaring og skøn.
- Dette produkt leveres steril. Kontroller emballagen for at sikre, at den er intakt og ikke beskadiget for brug.

Forholdsregler

- Gennemlæs nøje alle instruktioner for brug.
- Nettet skal håndteres med rene, sterile handsker og/eller instrumenter.
- Udvis omhu ved kirurgisk håndtering af nettet, og ved fiksering med sutur, staples eller clips i nærheden af nerver og kar i det kirurgiske felt.

Uønskede bivirkninger

Komplikationer, som kan opstå ved brugen af ethvert kirurgisk net, bland andra: inflammation, infektion, serom, hematom, fistelbldning eller mekaniske skador på vævnaden och/eller netmaterialet samt risk for vidhæftning vid placering i direkt kontakt med inålvor (tarmar) og organ. kontakt med indvolde (tarme) og organer.

Kliniske studier

In vivo kliniske forstudier på mindre dyr blev udført for at kunne vurdere vævshelingshastigheden med steriliseret C-QUR mesh. C-QUR mesh-materialet blev vurderet ved 4, 7, 14, 21 og 28 dage og sammenlignet med hensyn til histologi og morfometri med ikke belagt polypropylen netprover, der var implanteret på samme måde. Resultaterne af disse undersøgelser viser, at varigheden af inhibition af vævsindvækst er 10 dage eller mindre. Mindre organvævsfastvoksning blev i alle tilfælde påvist ved BAO-belagte net sammenlignet med ikke belagte polypropylen net.

Åben steril emballage

Åbnal emballagen og fjern Atrium C-QUR mesh-produktet ved hjælp af steril teknik.

Håndterings- og operative teknikker

Atrium C-QUR mesh skal fjernes fra håndteringsmuffen ved hjælp af steril teknik for brug.

Atrium C-QUR mesh-produkter skal formes, tilpasses i størrelse og fastgøres hvor patientens position, vægt og anatomiske placering tages i betragtning. For at minimere brud i forbindelse med fastgøring bør C-QUR mesh tilpasses i størrelse og placeres således, at det når tilstrækkeligt ud over defektens marginer.

Opmærksomhed på placering af suturer/staples/clips vil hjælpe med at forhindre for stor spænding eller ruptur mellem mesh-materialet og/eller underliggende væv. Det anbefales, at suturerne/staples/clips placeres mindst 5 mm fra kanten af nettet for at opnå de bedste resultater.

Sterilisation og opbevaring

Atrium C-QUR mesh er en ETO-steriliseret enhed til engangsbrug. Må ikke resteriliseres. Opbevares ved højst 25 °C (77 °F) eller derunder. Kan udsættes kort for op til 40° C (104° F).

Produktspårningsetiketter

De medføjende produktspårningsetiketterna ska fästas på patient- och sjukhusjournalerna.

Beskrivning

Atrium C-QUR™ Mesh-produkterna är sterila, stickade nätmaterial med enfibrtråd av polypropylen för vävnadsförstärkning, med en biologiskt absorberbar oliebelægning (BAO) som härstammar från en biologisk olja sammansatt av fettsyror, lipider och glycerider.

Indikationer

Atrium C-QUR Mesh-produkterna är avsedda att användas vid brister i mjuk vävnad, inklusive reparation av bräck, rekonstruktion av bröstväggar, traumatiska eller kirurgiska sår samt andra kirurgiska bindvävsingrepp som kräver förstärkning med ett stödjande material.

Kontraindikationer

Atrium C-QUR Mesh-produkterna kontraindikerar för användning i infekterade sår samt på spädbarn, barn eller gravida där framtida växt kan äventyras genom dess användning.

Varningar

- Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkareordination.
- För engångsbruk – får ej omsteriliseras.
- Adekvat fixering av nätmaterialet är nödvändig för att minimera postoperativa komplikationer och återfall. Fikseringstekniken, metoden och de produkter som används (inklusive suturer, clips, häftklamrar eller annat) baseras på kliniska erfarenheter och därför är det upp till kirurgen att fatta beslut om vad som gör bästa kliniska resultat.
- Denna enhet levereras i sterilt skick. Kontrollera förpackningen och säkerställ att den är intakt och oskadd innan produkten används.

Försiktighetsåtgärder

- Läs alla anvisningar innan produkten används.
- Hantering av nätet får endast ske med rena, sterila handskar och/eller instrument.
- Udvis omhu ved kirurgisk håndtering af nettet, og ved fiksering med sutur, staples eller clips i nærheden af nerver og kar i det kirurgiske området.

Biverkninger

Komplikationer som kan opstå ved brugen af ethvert kirurgisk nät er bland andra: inflammation, infektion, serom, hematom, fistelbldning eller mekaniske skador på vævnaden och/eller netmaterialet samt risk for vidhæftning vid placering i direkt kontakt med inålvor (tarmar) og organ. kontakt med indvolde (tarme) og organer.

Förkliniska studier

Förkliniska in vivo-studier utfördes på smådjur för att utvärdera vävnadsläkningstakten med steriliserat C-QUR Mesh. C-QUR Mesh-materialet utvärderades efter 4, 7, 14, 21 och 28 dagar och jämfördes histologiskt och morfometriskt med polypropylenätprover utan beläggning som hade implanterats på samma sätt. Resultaten av dessa studier visar att varaktigheten för inhibition av vävnadsåterväxt var högst 10 dagar. Nätet med biologiskt absorberbar beläggning uppvisade vid alla tillfällen mindre visceral vävnadsvidhäftning jämfört med polypropylenätet utan beläggning.

Öppna den sterila förpackningen

Öppna förpackningen och ta ut Atrium C-QUR Mesh-produkten med steril teknik.

Hanterings- och ingreppstekniker

Atrium C-QUR Mesh måste avsläpnas ur hanteringsfickan med steril teknik innan produkten används.

Atrium C-QUR Mesh-produkter bör formas, skäras till och förankras med hänsyn till patientens hållning, vikt och anatomiska plats. C-QUR Mesh bör skäras till och placeras så att det sträcker sig tillräckligt långt utanför defektens marginaler för att minimera stömingar av förankringsmöjligheterna.

Ömsorgsfull placering och spridning av suturer/häftklamrar/clips hjälper till att förhindra alltför hög spänning i eller förflyttning av nätmaterialet och/eller underliggande vävnad. Vi rekommenderar att suturer/häftklamrar/clips placeras minst 5 mm från nätet kant för bästa resultat.

Sutururan/haavansulkija/harsinnan sijainnin ja leveyden tarkka huomioiminen auttaa ehkäisemään verkkomateriaalin jätän alle olevan kudoksen liiallisen jännityksen tai repeytymisen. Parhaan tuloksen saa kun sutuura/haavansulkija/harsinta sijoitetaan vähintään 5 mm verkon reunasta.

Steriliserling och förvaring

Atrium C-QUR Mesh är en ETO-steriliserad engangsprodukt och får ej omsteriliseras. Förvaras vid högst 25 °C. Korttidsexponering för temperaturer upp till 40 °C är acceptabelt.

Laitteen seurantatarrat

Oheiset laitteen seurantatarrat on kiinnitettävä potilas/sairaalakorttiin.

Kuvaus

Atrium C-QUR™ Mesh-verkkotuotteet ovat steriiliä, kudottua polypropyleenistä monofilamentiverkkomateriaalia kudossavhikeeksi, jonka päällyste on valmistettu biologisista rasvahapoista, lipideistä ja glyseridistä (bioabsorboituvia öljypintakerros – BAO, Bioabsorbable Oil Coating) koostuvasta öljystä.

Käyttöaiheet

Atrium C-QUR Mesh -verkkotuotteet on tarkoitettu käytettäväksi pehmytkudoksen puutostiloihin, mukaan lukien tyrän korjaus, rintakehän rekonstruointi, onnettomuus- tai leikkaushaavat ja muiden kalvojen leikkaisinterventioimenpiteet, jotka vaativat vahvistusta tukimateriaalilla.

Vasta-aiheet

Atrium C-QUR Mesh -verkkotuotteita ei ole indikoitu käytettäväksi infektiotilanteisiin haavoihin, eikä vauvojen, lasten tai raskaana olevien naisten hoitoon; näissä tapauksissa sen käyttö voi vaarantaa tulevaa kasvua.

Varoitukset

- Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä tuotetta saavat myydä tai maastaa vain lääkärit.
- Kertäkäyttöinen – Älä steriilistä uudestaan.
- Verkko on kiinnitettävä riittävästi hyvin leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden ja pehmytkudospuutoksen uusutumisen minimoimiseksi. Kiinnitystekniikka, menetelmä ja -tuotteet (ompeleet, hakaset, nitit tai jokin muu menetelmä) valitaan kirurgin harkinnan mukaan siten, että kliininen hoitotulos on paras mahdollinen.
- Tämä laite toimitetaan steriilinä. Tarkista pakkaus ennen käyttöä varmistaaksesi että se on ehjä eikä vaurioitunut.

Varotoimet

- Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
- Käsittele verkkoa puhtaalla steriilillä ja/tai välineillä.
- Jos leikkauksalueella on hemorioja ja verisuonia, käsittele leikkauksverkkoa erittäin huolellisesti sutuura-, haavansulkija- tai harsosikaatioissa.

Haittavaikutukset

Kaikkien leikkauksverkkojen käyttöön saattaa liittyä komplikaatioita, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tulehdus, infektio, serooma, hematooma, avanteenmuodostuma tai mekaaninen kudoksen ja/tai verkkomateriaalin repeytyminen, mahdolliset adheesiot leikkauksverkkoihin joetussa suoraan kosketukseen sisälmysten (suuttoen) ja elinten kanssa.

Prekliiniset tutkimukset

Prekliiniset in vivo -tutkimukset pieneläimillä on suoritettu kudoksen paranemisnopeuden määrittämiseksi steriilin C-QUR Mesh -verkon kanssa. C-QUR Mesh -verkomateriaali arvioitiin 4., 7., 14., 21. ja 28. päivänä ja verrattiin histologisesti ja morfometrisesti samalla tavalla implantoitujen päällystämättömien polypropylenverkkoihin. Näiden tutkimusten tulokset osoittivat, että kudoksen sisäankasuvun eston kesto on 10 päivää tai lyhyempi. Kaikissa aikapisteissä BAO-päällysteellä verkolla esiintyi vähemmän sisälmyskudossitoutumista verrattuna päällystämättömään polypropylenverkkoon.

Steriliin pakkauksen avaaminen

Avaa pakkaus ja poista Atrium C-QUR Mesh -verkkotuote käyttämällä steriiliä menetelmää.

Käsitelly- ja leikkaustekniikat

Atrium C-QUR Mesh -verkko on ennen käyttöä poistettava käsitellyhkölkistä steriiliä menetelmää käyttäen.

Atrium C-QUR Mesh -verkkotuotteet tulee muotoilla, mitoittaa ja ankkuroida ottaen huomioon potilaan asento, paino ja anatominen paikka. Ankkuroiminn aiheuttaman repeytymisen vähentämiseksi, C-QUR Mesh -verkko tulee mitoittaa ja asennoda niin, että se ulottuu riittävästi vammaan reunojen ulkopuolelle.

Sutuuran/haavansulkijan/harsinnan sijainnin ja leveyden tarkka huomioiminen auttaa ehkäisemään verkkomateriaalin jätän alle olevan kudoksen liiallisen jännityksen tai repeytymisen. Parhaan tuloksen saa kun sutuura/haavansulkija/harsinta sijoitetaan vähintään 5 mm verkon reunasta.

Steriloitint ja säilytys

Atrium C-QUR Mesh -verkko on ETO-steriloitu kertakäyttölaite: sitä ei saa steriloida uudelleen. Säilytetään alle 25 °C:ssa (77 °F). Lyhytaikainen altistus 40 °C:ssa (104 °F) voidaan hyväksyä.

Sporingsetiketter for enheten

Vedlagte springsetiketter for enheten skal klebes inn i pasient-/sykehusjournalen.

Beskrivelse

Atrium C-QUR™-nettproduktene er et sterilt nettmateriale av trikotpolypropylen-monofilament til vevsforstærkning, belagt med en biologisk olje som består av fettsyrer, lipid og glycerider (BAO – Bioabsorbable Oil Coating).

Bruksindikasjoner

Atrium C-QUR Mesh-produkter er beregnet til bruk ved mangler i mykvev, inkludert herniareparasjon, rekonstruksjon av brystveggen, traumatisk eller kirurgiske sår og andre kirurgiske intervensjonsprosedyrer i fascia som krever forsterkning med et støttmateriale.

Kontraindikasjoner

Atrium C-QUR Mesh-produkter er kontraindiserte til bruk i infiserte sår og hos spedbarn, barn eller ved graviditet der fremtidig vekst kan hindres ved bruk av materialet.

Advarsler

- I henhold til federal lovgivning i USA kan kun leger selge eller anvisе salg av denne innretningen.
- Til engangsbruk – Må ikke resteriliseres.
- Det kreves adekvat nettfiksering for å redusere postoperative komplikasjoner og tilkallelfall til et minimum. Fikseringsteknikk, metode og produkter som brukes (inkludert suturer, nagler, stifter eller andre hjelpemidler) er basert på klinisk erfaring og overlatt til kirurgens skjønn for å oppnå optimalt kliniske resultat.
- Denne innretningen leveres steril. Inspiser pakken før bruk for å kontrollere om den er intakt og ikke skadet.

Forholdsregler

- Läs alle instruksjoner for bruk.
- Nettet må håndteres med rene, sterile hansker og/eller instrumenter.
- Det kreves nøye årvaktenhet ved håndtering av nettet og ved fiksering av suturer, stifter eller nagler når det finnes nerver og blodkar i det kirurgiske området.

Bivirkninger

Komplikasjoner som kan forekomme ved bruk av ethvert kirurgisk nett omfatter, men er ikke begrenset til, betennelser, infeksjon, serom, hematom, fisteldannelse eller mekanisk ødeleggelse av vev og/eller nett-materiale, mulige adhesjoner når det kommer i direkte kontakt med viscera (innvoller).

Prekliniske studier

Prekliniske in-vivo studier av små dyr ble utført for å vurdere helingsfrekvensen i vev med sterilisert C-QUR-nett. C-QUR-nettmaterialet ble evaluert etter 4, 7, 14, 21 og 28 dager og sammenlignet histologisk og morfometrisk med ubelagte netprover av polypropylen, implantert på samme måte. Resultatene fra disse studiene viser at varigheten av inhibisjon av vevsinnvekst er 10 dager eller mindre. Mindre visceral vev-festing ved alle tidspunktene ble vist på BAO-belagt nett, sammenlignet med ikke-belagt polypropylennett.

Åpne sterilt pakke

Åpne pakken og ta ut Atrium C-QUR nettprodukt med steril teknikk.

Håndterings- og operasjonsteknikker

Atrium C-QUR-nett må fjernes fra håndteringshylsen med steril teknikk for det tas i bruk.

Atrium C-QUR-nettproduktet bør formes, tilpasses og festes med tanke på pasientens kroppsholdning, vekt og anatomisk plassering. For å minimere ødeleggelse av forankringsinnretningen, bør C-QUR-nettet tilpasses og posisjoneres slik at ligget tilstrekkelig langt utenfor defektmarginene.

Hvis du passer nøye på plasseringen av suturen/stiften/naglen og avstandene, vil du hindre for stor belastning på, eller oppriving av nettmaterialet og/eller det underliggende vevet. Det anbefales at suturen/stiften/naglene plasseres minst 5 mm fra kanten på nettet for å få best resultater.

Steriliserling og oppbevaring

Atrium C-QUR-nettetenhet er sterilisert med etylenoksid og er bare til engangsbruk. Må ikke resteriliseres. Oppbevares ved 25 °C eller lavere. Kort eksponering opp til 40 °C er akseptabelt.

Ετικέτες παρακολούθησης συσκευής

Οι εωλέκτες ετικέτες παρακολούθησης συσκευής πρέπει να επισυνάπτονται στο φάκελο του ασθενούς /νοσοκομείου.

Περιγραφή

Τα προϊόντα πλέγματος Atrium C-QUR™ είναι αποστεριωμένα, πλεκτά μονονηματικά πλέγματα πολυπροπυλενίου για την ενόχωση του ιστού με επικάλυψη, προεργασμένα από βιολογικό έλαιο αποτελούμενο από λιπαρά οξέα, λιπίδια και γλυκερίδια (BAO – Επικάλυψη με βιοαπορροφήσιμο έλαιο).

Ενδείξεις χρήσης

Τα προϊόντα πλέγματος Atrium C-QUR προορίζονται για χρήση σε αντιμετώπιση ανεπάρκειας μαλακών ιστών, όπως, ενδεικτικά, στην επιδιόρθωση κήλης, αναμόρφωση θωρακικού τοιχώματος, επιούληση τραυματικών ή χειρουργικών πληγών και για άλλες χειρουργικές επεμβάσεις προσώπου που χρειάζονται υποστήριξη με ενσωματικό υλικό.

Αντενδείξεις

Η χρήση των προϊόντων πλέγματος Atrium C-QUR αντενδείκνυται σε μολυσμένα τραύματα και σε βρέφη, παιδιά ή σε εγκύους όπου η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να διακυβεύει λόγω της χρήσης του.

Προειδοποιήσεις

- Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
- Συσκευή μίας μόνο χρήσης – Μην την επανοστεριώνετε.
- Απαίτείται προσοχή στη σταθεροποίηση του πλέγματος προς ελαχιστοποίηση μεταχειρισμένων επιπλοκών και επανόλησης. Η τεχνική, η μέθοδος και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για σταθεροποίηση (συμπεριλαμβανομένων των ραμμάτων, των συνδετήρων ή άλλων μέσων) επαίσιεται στην κρίση του χειρουργού προς βελτιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων.
- Η συσκευή αυτή παρέχεται αποστεριωμένη. Παρακολομώ ελέγξτε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι είναι αόκητη και χωρίς ζημία πριν τη χρησιμοποίησησε.

Προφυλάξεις

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
- Ο χειρισμός του πλέγματος πρέπει να γίνεται με καθαρά αποστεριωμένα γάντια ή και με εργαλεία.
- Απαίτείται προσοχή στη μεταχείριση του χειρουργικού πλέγματος, την τοποθέτηση ράψιματος, συνδετήρα, ή συρραπτικού όταν υπάρχουν νεύρα και αγγεία στο χειρουργικό πεδίο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι επιπλοκές που πιθανόν να προκύψουν με τη χρήση οποιοδήποτε χειρουργικού πλέγματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη φλεγμονή, τη μόλυνση, τις κύστες, το αιμάτωμα, το σχηματισμό συρρίγγων ή τη υπερωτική ρήξη του ιστού ή / και του υλικού του πλέγματος, καθώς και πιθανές προκλήσεις όταν τοποθετείται σε άμεση επαφή με τα οσάγγχηνα (έντερα) και τα όργανα του σώματος.

Προκλινικές μελέτες

Διεγερήθηκαν προκλινικές μελέτες in-vivo σε μικρά ζώα για την απομείωση του ποσοτού βεραισιός του C-QUR, αποστεριωμένο πλέγμα C-QUR. Το υλικό πλέγματος C-QUR απομείθηκε σε 4, 7, 14, 21 και 28 ημέρες και συγκρίθηκε ιστολογικά και μορφομετρικά με δείγματα πλέγματος πολυπροπυλενίου χωρίς επικάλυψη που εμφυτεύθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών δείχνουν ότι η διάρκεια της ανατομολόγς εωωτερικής ανάπτυξης του ιστού είναι 10 ημέρες ή λιγότερο. Στον επικαλυμμένο με BAO πλέγμα διαπιστώθηκε μικρότερη επικάλυψη ιστού στα οσάγγχηνα σε σύγκριση με το ακάλυπτο πλέγμα πολυπροπυλενίου.

Άνοηγια της αποστεριωμένης συσκευασίας

Ανοίξτε τη συσκευασία αποτραβώντας το κάλυμμα και αφαιρέστε το πλέγμα Atrium C-QUR με χρήση άσηπτης τεχνικής.

Χειρισμός και εγχειριστικές τεχνικές

Το πλέγμα Atrium C-QUR πρέπει να αφαιρεθεί από το χιτώνιο χειρισμού με άσηπτη τεχνική πριν τη χρήση του.

Τα πλέγματα C-QUR firmy Atrium πρέπει να διαμορφωθούν σε σχήμα και μέγεθος και να στερεωθούν λαμβάνοντας υπόψη τη στάση του σώματος του ασθενούς, το βάρος του και την ανατομική θέση του πλέγματος. Προς ελαχιστοποίηση της ρήξης των μέσων στερέωσης, πρέπει να οριστεί το μέγεθος του πλέγματος C-QUR και να τοποθετηθεί έτσι ώστε να επεκτείνεται πέρα από τα άκρα της αλώσεως.

Η προεκτική τοποθέτηση και απόσταση των ραμμάτων / συνδετήρων / συρραπτικών θα εμμοιάζει την υπεμετρή τάση ή ρήξη του υλικού του πλέγματος ή και του υποκειμένου ιστού. Συνιστάται όπως τα ράψματα /συνδετήρες / συρραπτικά τοποθετούνται τουλάχιστον 5mm από την άκρη του πλέγματος για καλύτερα αποτελέσματα.

Αποστείρωση και αποθήκευση

Το πλέγμα Atrium C-QUR είναι μία συσκευή για μία μόνο χρήση, αποστεριωμένη με αιθυλενοξείδιο (ETO) και δεν πρέπει να επανοστεριώνεται. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 25°С (77° F) ή χαμηλότερη. Σύντομη έκθεση σε θερμοκρασία 40°С (104° F) είναι αποδεκτή.

Etykiety identyfikacyjne

Opiszone etykiety identyfikacyjne należy dołączyć do akt szpitalnego pacjenta.

Opis

Produkty siatkowe C-QUR™ firmy Atrium to sterylne, monofilamentowe materiały z dzianego polipropylenu przeznaczone do wzmocnienia tkanek. Pokryte są powłoką, która jest pochodną biologicznego oleju, zawierającego kwasy tłuszczowe, lipidy i glicerydy (olej biochłaniany – BAO).

Wskazania

Produkty siatkowe C-QUR firmy Atrium przeznaczone są do naprawy ubytków tkanek miękkich, w tym do naprawy przepuklin, rekonstrukcji ścian klatki piersiowej, leczenia ran powypadkowych i pooperacyjnych oraz do zastosowania w innych chirurgicznych zabiegach powięziowych wymagających wzmocnienia materiałem podtrzymującym.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania produktów siatkowych C-QUR firmy Atrium w zakazanych ranach oraz u niemowląt, dzieci i kobiet ciężarnych, gdzie siatka może zakłócić wzrost.

Ostrzeżenia

- Na mocy prawa federalnego (USA) sprzedaż tego urządzenia może odbywać się tylko za pośrednictwem lekarza na polecenie lekarza.
- Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku – nie sterylizować ponownie.
- Abь zminimalizować możliwość powikłań pooperacyjnych i nawrot, wymagane jest prawidłowe zamocowanie siatki. Decyzja o technice mocowania, metodzie i stosowanych produktach (w tym niciach, pinach, klamrach chirurgicznych, klamrach lub innych materiałach mocujących) należy do chirurga; pozwoli to zoptymalizować wyniki kliniczne.
- Produkt dostarczany jest w stanie sterylnym. Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone i nie uległo uszkodzeniu.

Srodki ostrożności

- Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
- Manipulacji przy siatce należy dokonywać przy użyciu czystych, sterylnych rękawic i/lub przyzdów.
- W przypadku obecności w polu operacyjnym włókien nerwowych i naczyń krwionośnych, należy zachowywać szczególną uwagę podczas manipulacji siatki chirurgicznej za pomocą szwów, klamer i innych urządzeń mocujących.

Niepозdażone reakcje

Mozliwe powikłania związane z zastosowaniem jakiejkolwiek siatki chirurgicznej to, między innymi, stan zapalny, zakażenie, miejscowe nagromadzenie płynu surowiczego, krwiak, utworzenie się przetoki lub mechaniczne przerwanie tkanki i/lub materiału siatki jak również możliwe przyczyna w przypadku bezpośredniego kontaktu z trzewiami (jelitami i) narządami.

Badania przedkliniczne

W celu oceny szybkości gojenia się tkanek z zastosowaniem sterylnej siatki C-QUR przeprowadzono badania przedkliniczne in-vivo na małych zwierzętach. Materiał siatki C-QUR oceniono po 4, 7, 14, 21 i 28 dniach i porównano go pod względem histologicznym i morfometrycznym z niepowleczonejmi prób